



AKLA Plåsterdispenser

Med AKLA Plåsterdispenser tillverkar man plåster efter sårets storlek och placering.

Alltid tillgängligt genom att kassetten placeras vid platser där risk finns för mindre sårskador.

Påfyllningen består av 10 meter nonwoven tape och 100 sårkuddar. Dra ut tapen i längd efter behov och stäng locket så får man ett färdigt plåster att använda.

Plåsterdispensern finns också med blå/detekterbara plåster för bl a vid hantering av livsmedel. Väljer man blå/detekterbara plåster ingår det 80 sårkuddar i fyllningen.