

Mic-Key förlängningsslangar med ENFit-koppling!

Nyhet!



MIC-KEY*

Förlängningsslangar

MIC-KEY* FÖRLÄNGNINGSSLANGAR

		NUVARANDE ARTNR	NYTT EN-FIT ARTNR
MIC-KEY* förlängningsslang med medicinport, vinklad 90 grader, 30 cm	30 cm	0121-12	0141-12
MIC-KEY* förlängningsslang med medicinport, vinklad 90 grader, 60 cm	60 cm	0121-24	0141-24
MIC-KEY* förlängningsslang medicinset, vinklad 90 grader, 5 cm	5 cm	0122-02	0142-02
MIC-KEY* förlängningsslang bolusset rak, 30 cm	30 cm	0123-12	0143-12
MIC-KEY* förlängningsslang, bolusset rak, 60 cm	60 cm	0123-24	0143-24
MIC-KEY* förlängningsslang, vinklad 90 grader, 30 cm	30 cm	0124-12 (ersätts med 0141-12)	-
MIC-KEY* förlängningsslang, vinklad 90 grader, 60 cm	60 cm	0124-24 (ersätts med 0141-24)	-
MIC-KEY* förlängningsslang, luer-lok, vinklad 90 grader, 30 cm	30 cm	0126-12 (ersätts med 0141-12)	-
MIC-KEY* förlängningsslang, luer-lok, vinklad 90 grader, 60 cm	60 cm	0126-24 (ersätts med 0141-24)	-
MIC-KEY* mätsticka	-	98460	98460

De nya förlängningsslangarna kommer att levereras successivt vartefter de nuvarande tar slut.

För mer information, kontakta Meda på tfn 08-630 19 00 (36/37) eller e-post md@meda.se

