

# MIC<sup>®</sup> Gastrostomituber

– ett sätt att äta

## MIC<sup>®</sup> Gastrostomituber ENFit för enteral nutrition

- MIC<sup>®</sup> Gastrostomituber är tillverkade i mjuk och vävnadsvänlig silikon för bästa acceptans och komfort.
- Secur-Lok<sup>®</sup> – skjutbar ring för säker yttre fixering – med ventilationshål och tryckavlastning för minskad hudirritation.
- Centimetergraderingar på gastrostomituben för verifikation av läget.
- Innersluten distal tipp, (14-24 Fr).
- MIC<sup>®</sup> Gastrostomituber har tydlig märkt ballonginfart BAL.
- Avrundad spets för smidig insättning.
- Anslutning som passar både spruta och aggregat.
- Kan användas för tömning av ventrikeln.

MIC<sup>®</sup> Gastrostomitub finns i två olika utföranden, med och utan medicinport och i flera storlekar

| MIC Bolus ENFit<br>Ref nr | Storlek | Rek vatten i<br>ballongen |
|---------------------------|---------|---------------------------|
|---------------------------|---------|---------------------------|

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| 8110-12 LV | 12 Fr | 3–5 ml |
|------------|-------|--------|

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| 8110-14LV | 14 Fr | 3–5 ml |
|-----------|-------|--------|

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| 8110-16LV | 16 Fr | 3–5 ml |
|-----------|-------|--------|

|         |       |         |
|---------|-------|---------|
| 8110-18 | 18 Fr | 7–10 ml |
|---------|-------|---------|

|         |       |         |
|---------|-------|---------|
| 8110-20 | 20 Fr | 7–10 ml |
|---------|-------|---------|

|         |       |         |
|---------|-------|---------|
| 8110-22 | 22 Fr | 7–10 ml |
|---------|-------|---------|

|         |       |         |
|---------|-------|---------|
| 8110-24 | 24 Fr | 7–10 ml |
|---------|-------|---------|

| MIC G med<br>medicinport ENFit<br>Ref nr | Storlek | Rek vatten i<br>ballongen |
|------------------------------------------|---------|---------------------------|
|------------------------------------------|---------|---------------------------|

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| 8100-12LV | 12 Fr | 3–5 ml |
|-----------|-------|--------|

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| 8100-14LV | 14 Fr | 3–5 ml |
|-----------|-------|--------|

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| 8100-16LV | 16 Fr | 3–5 ml |
|-----------|-------|--------|

|         |       |         |
|---------|-------|---------|
| 8100-18 | 18 Fr | 7–10 ml |
|---------|-------|---------|

|         |       |         |
|---------|-------|---------|
| 8100-20 | 20 Fr | 7–10 ml |
|---------|-------|---------|

|         |       |         |
|---------|-------|---------|
| 8100-22 | 22 Fr | 7–10 ml |
|---------|-------|---------|

|         |       |         |
|---------|-------|---------|
| 8100-24 | 24 Fr | 7–10 ml |
|---------|-------|---------|

MIC Gastrostomituber samt tillbehör  
tillverkas av Halyard Health Inc.



Mic-Bolus<sup>®</sup> ENFit