

MIC[®] Gastrostomituber

– ett sätt att äta

MIC[®] Gastrostomituber ENFit för enteral nutrition

- MIC[®] Gastrostomituber är tillverkade i mjuk och vävnadsvänlig silikon för bästa acceptans och komfort.
- Secur-Lok[®] – skjutbar ring för säker yttre fixering – med ventilationshål och tryckavlastning för minskad hudirritation.
- Centimetergraderingar på gastrostomituben för verifikation av läget.
- Innersluten distal tipp, (14-24 Fr).
- MIC[®] Gastrostomituber har tydlig märkt ballonginfart BAL.
- Avrundad spets för smidig insättning.
- Anslutning som passar både spruta och aggregat.
- Kan användas för tömning av ventrikeln.

MIC[®] Gastrostomitub finns i två olika utföranden, med och utan medicinport och i flera storlekar

MIC Bolus ENFit Ref nr	Storlek	Rek vatten i ballongen
---------------------------	---------	---------------------------

8110-12 LV	12 Fr	3–5 ml
------------	-------	--------

8110-14LV	14 Fr	3–5 ml
-----------	-------	--------

8110-16LV	16 Fr	3–5 ml
-----------	-------	--------

8110-18	18 Fr	7–10 ml
---------	-------	---------

8110-20	20 Fr	7–10 ml
---------	-------	---------

8110-22	22 Fr	7–10 ml
---------	-------	---------

8110-24	24 Fr	7–10 ml
---------	-------	---------

MIC G med medicinport ENFit Ref nr	Storlek	Rek vatten i ballongen
--	---------	---------------------------

8100-12LV	12 Fr	3–5 ml
-----------	-------	--------

8100-14LV	14 Fr	3–5 ml
-----------	-------	--------

8100-16LV	16 Fr	3–5 ml
-----------	-------	--------

8100-18	18 Fr	7–10 ml
---------	-------	---------

8100-20	20 Fr	7–10 ml
---------	-------	---------

8100-22	22 Fr	7–10 ml
---------	-------	---------

8100-24	24 Fr	7–10 ml
---------	-------	---------

MIC Gastrostomituber samt tillbehör
tillverkas av Halyard Health Inc.



Mic-Bolus[®] ENFit