

SELEFA® undersøkelseshansker, Vinyl REGULAR, ftalatfri

REF: 210286XS, 210286S, 210286M, 210286L, 210286XL

Puddefri og ftalatfri beskyttelses-og undersøkelseshanske i vinyl til engangsbruk.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Passer både høyre og venstre hånd og har rullekant som gir ekstra slitesterk mansjett
- ▶ Ftalatfri, puddefri og lateksfri
- ▶ Godt alternativ til de som har type I og kjemisk type IV allergi



Anbefalinger for bruk



Rengjøring



Dusj og vask



Pasientstell

REF	Beskrivelse	Størrelseskode	Total lengde	Antall per dispenser/kartong
210286XS	Undersøkelseshansker, Vinyl REGULAR, ftalatfri, XS, Klar		240 mm	100 / 1000
210286S	Undersøkelseshansker, vinyl, REGULAR, ftalatfri, S, Klar		240 mm	100 / 1000
210286M	Undersøkelseshansker, vinyl, REGULAR, ftalatfri, M, Klar		240 mm	100 / 1000
210286L	Undersøkelseshansker, vinyl, REGULAR, ftalatfri, L, Klar		240 mm	100 / 1000
210286XL	Undersøkelseshansker, vinyl, REGULAR, ftalatfri, XL, Klar		240 mm	100 / 1000

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr og personlig beskyttelsesutstyr.



REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Hullfrihet:	AQL 1.5
Bruddstyrke (N):	≥ 3,6 N (før og etter utfordringstest)
Biologisk evaluering:	Cytotoksisitet testet iht. til EN ISO 10993-5 Irritasjon og hudsensibilisering testet iht. til EN ISO 10993-10
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class I Forskrift om Personlig beskyttelsesutstyr (EU) 2016/425, PPE R kategori III. EU-samsvarserklæring for personlig beskyttelsesutstyr: https://www.evercare-medical.com/about-us
Samsvar med produktstandarder:	EN 455: 1 – 4
Kjemisk motstand:	Testet i henhold til EN 16523-1
Matvaresikkerhet:	I henhold til EU regulativet 1935/2004 og 10/2011 er hansken egnet for håndtering av matvarer med unntak av fete produkter
Annen test utført:	Luftlekkasje og vannlekkasje i henhold til EN 374-2 (nivå 2) Kjemisk ufarlighet, komfort og effektivitet i henhold til EN ISO 21420 Motstand mot nedbryting forårsaket av kjemikalier i henhold til EN 374-4 Viruspenetrasjon i henhold til ASTM F1671
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 20417, EN ISO 21420, EN ISO 15223-1

Materiale

Produktdel	Råmateriale og egenskaper
Håndflate	Polyvinylklorid, tykkelse enkeltlag, min. 0,07 mm
Finger	Polyvinylklorid, tykkelse enkeltlag, min. 0,06 mm

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	N/A	N/A
Dispenserpakning	Papp, TCF kvalitet	240 x 120 x 60
Transportkartong	TCF kvalitet, Bølgepapp	320 x 250 x 250
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
210286XS	N/A	6438129353877	6438129553871
210286S	N/A	6438129353884	6438129553888
210286M	N/A	6438129353891	6438129553895
210286L	N/A	6438129353907	6438129553901
210286XL	N/A	6438129353914	6438129553918

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.