


CARDIOVIT AT-102



Schillers AT-102 är en EKG-apparat med möjlighet att även ansluta spirometri. Denna EKG-apparat kan användas för thrombolys och stresstest. Dessutom kan den anslutas till mät- och analysprogramvara. Självklart finns även möjlighet att ansluta apparaten till nätverk via Ethernet eller WLAN (trådlöst). Extern skrivare och uttag för streckkodsläsare finns. Apparaten har en intern termisk skrivare och internt batteri som varar upp till 400 EKG-tagningar på en uppladdning. Apparaten har en elektrisk papperslucka som öppnas och stängs mycket enkelt med bara en knapptryckning.

Fakta

- 6-kanals EKG-skrivare
- 12-avledningsutskrift
- Olika utskriftsformat, kopieringsfunktion och variabel utskriftshastighet
- Stresstest finns som tillbehör
- Trombolys- och streckkodsläsare (option)
- Inbyggt uppladdningsbart batteri
- Alfanumeriskt tangentbord
- Stor display
- Elektrodestare
- Ethernet eller WLAN finns som tillbehör
- Möjlighet att ansluta ergometer, automatisk blodtrycksmätning samt spirometri (option)
- Internt minne för 40 EKG (option)
- Möjlighet att ansluta extern skrivare
- XML-dataöverföring via kommunikationsmodul (option)
- Möjlighet att spara EKG-filer i SEMA/databas
- Baseline och muskelfilter samt Schillers patenterade Schiller Baseline Stabilize (SBS), Schiller Smoothing Filter (SSF) och Schiller Powerline Filter (SPF)

Förbrukningsartiklar

EKG-papper (Kartong med 10 buntar)	Artnr 2.157025
Engångselektroder / Schiller Tabs (kartong 500 st)	Artnr 2.155031
Elektrodklämmor 10 st	Artnr 2.155032
Patientkabel 10-polig 2m med banan kontakt	Artnr 2.400070
Patientkabel 10-polig 3,5m med klämma (clips)	Artnr 2.400095

