

## evercare® Isolasjonsfrakk Special

REF: 2733, 2734, 2735

evercare® isolasjonsfrakk spesial er en komfortabel, væskebeskyttende smittefrakk til flere bruksområder innen helsevesenet. Produktet er til engangsbruk og ikke sterilt. Ekstra komfortabel design med strikkede mansjetter. Laminert forstykke og ermer for bedre væskebeskyttelse. Ikke-laminert rygg for å øke plaggets pusteevne. Knyttesnor i midjen og borrelås i halslinningen for praktisk tilpasning til alle størrelser. Kommer i flere størrelser.

## Nøkkelegenskaper

- ▶ Væskesikker front og ermer
- ▶ Strikkede mansjetter
- ▶ Poser med 5 stk. per pose
- ▶ Tre tilgjengelige størrelser
- ▶ Farge: gul



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
2733	Isolasjonsfrakk Special, Gul	M, lengde 115 cm	5 / 25
2734	Isolasjonsfrakk Special, Gul	L, lengde 135 cm	5 / 25
2735	Isolasjonsfrakk Special, Gul	XL, lengde 145 cm	5 / 25

Salgsenhet: Transportkartong

## Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



Not made with natural rubber latex



### REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

### Samsvar med produktstandarder:

n/a

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 20417, EN ISO 15223-1

## Materiale

Produktdel	Råmateriale og egenskaper
Forstykke og ermer	PP, spinnbundet nonwoven, PE-laminat, antistatisk, gul
Bakstykke	PP spinnbundet nonwoven, antistatisk, gul
Belte, halslinning	PP spinnbundet nonwoven, antistatisk, gul
Mansjett	PES, hvit
Halsetikett	Belagt nonwoven, hvit
Borrelås	PA, vevd bånd med haker eller løkker, hvitt
Sytråd	PES, hvit

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefalt oppbevaring</b>	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefalt kassering</b>	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
<b>Holdbarhet</b>	5 år

## Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkeltpakning</b>		
<b>Dispenserpakning</b>	PE gjennemsiktig pose	2733: 370 x 520 x 10 2734: 330 x 460 x 10 2735: 370 x 520 x 10
<b>Transportkartong</b>	TCF eller ECF kvalitet	2733: 430 x 345 x 205 2734: 370 x 290 x 205 2735: 460 x 345 x 216
<b>Emballasjetape</b>	PVC-fri	N/A

## Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
<b>2733</b>	N/A	06438129311327	06438129511321
<b>2734</b>	N/A	06438129311334	06438129511338
<b>2735</b>	N/A	06438129311341	06438129511345

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.