

# MicroClave® clear

**ICU Medical** har en lang og velrenommert historie med utvikling av innovative koblingsstykker som øker sikkerheten for både pasienter og pleiere, og samtidig bidrar til bedre resultater. Alt fra den opprinnelige **Clave®**-koblingen til den revolusjonerende **Neutron™**-kateterpatentenheden, koblingsstykker med den grunnleggende delt septum- og den interne butt kanyle-teknologien fra **ICU Medical**.

## Egenskaper:

- Kan brukes på alle perifere og sentrale venekatetre og alle arteriekatetre til intravenøs administrering av væsker eller medikamenter, og kan brukes med blodprodukter.
- Gennemsiktig hylse gjør det mulig å se den interne væskebanen ved spyling av koblingsstykket.
- Fjerner effektivt blod og blodrester ved lavt spylevolum.
- Minimal blodrefluks i kateterspissen ved til- eller frakobling av en Luer-ventil.
- Klemmestykke kreves ikke, noe som forenkler opplæringen og reduserer risikoen for feil.
- Tillater saltspyling, noe som kan eliminere risikoen for heparinindusert trombocytopeni (HIT).
- Godkjent for bruk med strøminjektorer.
- Danner en dokumentert mikrobiell barriere mot bakterieoverføring og kontaminering
- Kjemisk kompatibel med desinfeksjonsmidler som isopropylalkohol, betadin og klorheksidin, og kan også brukes med desinfeksjonshetter.



## Flat

glatt overflate som kan tørkes av.

## Split Septum

en foretrukket design for koblinger.

## Rett væskebane

for å fjerne blod og blodrester ved lavt spylevolum.

## Minimalt restvolum

(også kalt grunningsvolum) åpner for lavere spylevolumer.

## Klar hylse

muliggjør visuell bekreftelse av spyling etter bruk med medikamenter eller blod.

Teknisk spesifikasjon		Medikamenter kompatibel		Materiale	
Restvolum	0.04 ml	Kjemoterapi	Ja	Sterilization	Gamma
Flowhastighet	165 ml/min	Alkohol	Ja	Latex	Nei
Aktiveringer	600	Lipider	Ja	Pvc	Nei
Brukstid døgn	7	Klorheksidin	Ja	Polyester	Ja
Blod kompatibel	Ja	Passer til desinfeksjonshetter	Ja	Silicone	Ja
MR kompatibel	Ja	IPA and CHG Caps	Ja	ABS	Ja
Høyt trykk kompatibel	400 psi				




# MicroClave Clear

Godkänd för 7 dygn/600 aktiveringar, fett, blod och cytostatika kompatibel, PVC-fri

Hyväksytty käytettäväksi 7 vuorokautta/600 aktivointikertaa, sopii lipidien, veren ja sytostaattien annosteluun, PVC-vapaa

Godkendt til 7 døgns anvendelse eller 600 aktiveringer, fedt, blod og cytostatika kompatibel, PVC-fri

Godkjent for 7 døgns bruk/600 aktiveringer, fett, blod og cytostatika kompatibel, PVC-fri

Artikkel nr.	Fyllnadsvolym; Flödes hastighet; Aktiveringar; psi	Antal/förpackning	Produktbild
Tuotenro	Tyhjättila; Virtausnopeus; Aktivointikertaa; psi	Numero/pakkaus	Tuotokuva
Varenummer	Deadspace; Flowvolum; Aktivointikertaa; psi	Antal/pakke	Produkt billede
Artikkel nr.	Deadspace; Flowhastighed; Aktiveringer; psi	Antal/pakke	Produktbilde
011-MC100	MicroClave Clear 0.04ml; 165ml/min; 600; 400 psi	50	
011-MC100RR	MicroClave Clear Red Ring 0.04ml; 165ml/min; 600; 400 psi	50	
011-MC33036	MicroClave Clear BCV 0.04ml; 165ml/min; 600; 400 psi	50	

# MicroClave Clear





Micro tubing, Clamp & Rotating Luer Lock

Förlängningsslang Micro, Skjutklämma och Roterande luer lock, dehp-fri

Jatkoletkulla Micro, Sulkija ja Pyörivä luer lock, dehp-vapaa

Forlængelse-slange Micro, Skyveklemme og Roterende luer lock, dehp-fri

Forlængerslange Micro, Skydeklemme og Roterende luer lock, dehp-fri

Artikkel nr.	Total/slang längd; Fyllnadsvolym	Antal/förpackning	Produktbild
Tuotenro	Kokonais/Slani pituus; Tyhjättila	Numero/pakkaus	Tuotokuva
Varenummer	Total/slang lengde; Deadspace	Antal/pakke	Produkt billede
Artikkel nr.	Total/slang længde; Deadspace	Antal/pakke	Produktbilde
011-MC3302	Single 18/13 cm; 0.24 ml	50	
011-MC3322	Bifuse 15/10 cm; 0.35 ml	50	
011-MC3323	Trifuse 15/10 cm; 0.65 ml	50	
011-MC33132	Quadfuse 13/8 cm; 0,64 ml	50	

# MicroClave Clear





## Micro tubing, Clamp & Rotating Luer Lock

Förlängningsslang Micro, Skjutklämma och Roterande luer lock, dehp-fri

Jatkoletkulla Micro, Sulkija ja Pyörivä luer lock, dehp-vapaa

Forlængelse-slange Micro, Skyveklemme og Roterende luer lock, dehp-fri

Forlængerslange Micro, Skydeklemme og Roterende luer lock, dehp-fri

Artikkel nr.	Total/slang längd; Fyllnadsvolym	Antal/förpackning	Produktbild
Tuotenro	Kokonais/Slani pituus; Tyhjätila	Numero/pakkaus	Tuotokuva
Varenummer	Total/slang lengde; Deadspace	Antal/pakke	Produkt billede
Artikkel nr.	Total/slang længde; Deadspace	Antal/pakke	Produktbilde
011-MC3333	Single 23/18 cm; 0.3 ml	50	
011-MC33234	Bifuse 24/19 cm; 0.19 ml	50	
N/A	Trifuse N/A	N/A	N/A
011-MC33048	Quadfuse 24/19 cm; 0.8 ml	50	
011-MC330480	Pentafuse 22/17 cm; 0.82 ml	50	

# MicroClave Clear



## Micro tubing, Clamp & Rotating Luer Lock

Förlängningsslang Micro, Skjutklämma och Roterande luer lock, PUR PVC-free

Jatkoletkulla Micro, Sulkija ja Pyörivä luer lock, PUR PVC-vapaa

Forlængelse-slange Micro, Skyveklemme og Roterende luer lock, PUR PVC-fri

Forlængerslange Micro, Skydeklemme og Roterende luer lock, PUR PVC-fri

Artikkel nr.	Total/slang längd; Fyllnadsvolym	Antal/förpackning	Produktbild
Tuotenro	Kokonais/Slani pituus; Tyhjätila	Numero/pakkaus	Tuotokuva
Varenummer	Total/slang lengde; Deadspace	Antal/pakke	Produkt billede
Artikkel nr.	Total/slang længde; Deadspace	Antal/pakke	Produktbilde
011-MC33221	Single 17/12 cm; 0.2 ml	50	
011-MC33655	Bifuse 15/10 cm; 0.35 ml	50	
011-MC33656	Trifuse 15/10 cm; 0.48 ml	50	