

## Stolvåg MBCA-250 (Klass III MDD)

Stolvåg för medicinskt bruk med en mycket robust och tåligt metallstruktur i samtliga bärande delar. Armstöden är möjliga att fälla upp och den ergonomiska konstruktionen bidrar till enkel i- och urstigning.

Enkel förflyttning möjliggörs med hjälp av lättrullande hjul varav 2 är svängande för högsta patientsäkerhet.

### Funktioner

- Rörelsekompensation för snabb avläsning av stabila värden
- BMI function
- Fyra rullande hjul varav 2 svängande
- Zero/Hold/Print/kg/lb
- 25 mm stor LCD-display med bakgrundsbelysning
- AC adapter eller AA batterier (inkluderas ej)

### Technical Data

- Kapacitet: 250kg
- Noggrannhet: 100g
- OIML Klass III
- CE inkl. MDD
- Total vikt: 15,5 kg
- Storlek, totalt: 570 x 320 x 1535 mm
- Storlek, plattform: 375 x 320 mm



***“INNOVATIVE APPLICATIONS  
LATEST TECHNOLOGY  
LONG EXPERIENCE”***