

SELEFA® Kirurgisk silketape

REF: 2402011, 2402012, 2402013

SELEFA® kirurgisk silketape er en rimelig, universal kirurgisk tape. Den kan brukes til fiksering av slanger, katetre og små medisinske utstyrskomponenter, samt til fiksering av alle typer bandasjer. Den puster og kan enkelt fjernes uten å etterlate limrester.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Lateksfri
- ▶ Pustende
- ▶ Utmerkede klebeegenskaper
- ▶ Kunstig silke



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
2402011	Kirurgisk tape, silke, Hvit	1,25 cm x 9,1 m	24 / 720
2402012	Kirurgisk tape, silke, Hvit	2,5 cm x 9,1 m	12 / 360
2402013	Kirurgisk tape, silke, Hvit	5 cm x 9,1 m	6 / 180

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



Not made with natural rubber latex



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

Samsvar med produktstandarder:

EN 1939

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produktdel	Råmateriale og egenskaper
Tapholder	Acetatrayon, råhvit
Selvklebende	Smeltelim, lateksfritt
kjerne	PE, kremhvit

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	3 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	N/A	N/A
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	150 x 100 x 54
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	315 x 315 x 295
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
2402011	N/A	06438129352054	06438129552058
2402012	N/A	06438129352061	06438129352065
2402013	N/A	06438129352078	06438129552072

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.