

## SELEFA® Kirurgisk tape, PE-film

REF: 2402031, 2402032, 2402033

SELEFA® kirurgisk tape er en økonomisk, universal kirurgisk tape. Den kan brukes til fiksering av slanger, katetre og små medisinske utstyrskomponenter, samt til fiksering av alle typer bandasjer. Den puster og kan enkelt fjernes uten å etterlate limrester.

### Nøkkelegenskaper

- ▶ Lateksfri
- ▶ Pustende
- ▶ Utmerkede klebeegenskaper
- ▶ Tynn, gjennomsiktig perforert PE-film



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
2402031	Kirurgisk tape, PE-film, Gjennomsiktig	1,25 cm x 9,1 m	24 / 720
2402032	Kirurgisk tape, PE-film, Gjennomsiktig	2,5 cm x 9,1 m	12 / 360
2402033	Kirurgisk tape, PE-film, Gjennomsiktig	5 cm x 9,1 m	6 / 180

Salgsenhet: Transportkartong

## Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



Not made with  
natural rubber latex



### REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

### Samsvar med produktstandarder:

EN 1939, EN ISO 14184-1

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Tape	LLDPE-film, halvtransparent
Lim-	Trykkfølsomt akrylklebemiddel, lateksfritt
kjerne	PE, kremhvitt

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefalt oppbevaring</b>	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefalt kassering</b>	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
<b>Holdbarhet</b>	3 år

## Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkeltpakning</b>	N/A	N/A
<b>Dispenserpakning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	158 x 105 x 54
<b>Transportkartong</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	335 x 335 x 285
<b>Emballasjetape</b>	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

## Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
<b>2402031</b>	N/A	06438129352115	06438129552119
<b>2402032</b>	N/A	06438129352122	06438129552126
<b>2402033</b>	N/A	06438129352139	06438129552133

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.