

## SELEFA® kirurgisk tape non-woven

REF: 2402021, 2402022, 2402023, 2405021, 2405022, 2405023

SELEFA® kirurgisk tape non-woven er en rimelig, universal kirurgisk tape. Den kan brukes til fiksering av slanger, katetre og små medisinske utstyrskomponenter, samt til fiksering av alle typer bandasjer. Den puster og kan enkelt fjernes uten å etterlate limrester.

### Nøkkelegenskaper

- ▶ Lateksfri
- ▶ Pustende
- ▶ Utmerkede klebeegenskaper
- ▶ Tynt non-woven-materiale
- ▶ Fås med eller uten holder



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
2402021	Kirurgisk tape, non-woven, Hvit	1,25 cm x 9,1 m	24 / 720
2402022	Kirurgisk tape, non-woven, Hvit	2,5 cm x 9,1 m	12 / 360
2402023	Kirurgisk tape, non-woven, Hvit	5 cm x 9,1 m	6 / 180
2405021	Non-woven kirurgisk tape med holder, Hvit	1,25 cm x 9,1 m	24 / 720
2405022	Non-woven kirurgisk tape med holder, Hvit	2,5 cm x 9,1 m	12 / 360
2405023	Non-woven kirurgisk tape med holder, Hvit	5 cm x 9,1 m	6 / 180

Salgsenhet: Transportkartong

## Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



Not made with natural rubber latex



### REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

### Samsvar med produktstandarder:

EN 1939, EN ISO 14184-1

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Tape	Papir og våtlagt non-woven, hvit
Lim-	Trykkfølsomt akrylklebemiddel, lateksfritt
kjerne	PE, kremhvitt
Holder	PP, blå

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefalt oppbevaring</b>	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefalt kassering</b>	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
<b>Holdbarhet</b>	3 år

## Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkeltpakning</b>	N/A	N/A
<b>Dispenserpakning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2402021: 136 x 90 x 54 2402022: 136 x 90 x 54 2402023: 136 x 90 x 54 2405021: 145 x 142 x 78 2405022: 145 x 142 x 66 2405023: 145 x 142 x 60
<b>Transportkartong</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2402021: 290 x 290 x 285 2402022: 290 x 290 x 285 2402023: 290 x 290 x 285 2405021: 445 x 310 x 410 2405022: 445 x 310 x 350 2405023: 445 x 310 x 320
<b>Emballasjetape</b>	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

## Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
2402021	N/A	06438129352085	06438129552089
2402022	N/A	06438129352092	06438129552096
2402023	N/A	06438129352108	06438129552102
2405021	N/A	06438129352146	06438129552140
2405022	N/A	06438129352153	06438129552157
2405023	N/A	06438129352160	06438129552164

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.