

URINDROPPSAMLARE

Silikon

Den välkända, komfortabla urindroppssamlaren för män med integrerat häfta i silikonhöljet.

UltraFlex®
Self-Adhering Male
External Catheter



Standard längd som ger ett bra fäste samt är mjuk och andningsbar.

Pop-On®
Self-Adhering Male
External Catheter



En lite kortare version som har samma goda fäste samt är mjuk och andningsbar.

WideBand®
Self-Adhering Male
External Catheter



Standard längd med extra häftyta som även går längre framåt, och är designad för att förebygga oavsiktlig lossning.

Storlek Ø	Längd	30/Box Art. nr.	100/Box Art. nr.
25mm	7,6 cm	33301	33101
29mm	7,6 cm	33302	33102
32mm	7,6 cm	33303	33103
36mm	7,6 cm	33304	33104
41mm	7,6 cm	33305	33105

Storlek Ø	Längd	30/Box Art. nr.	100/Box Art. nr.
25mm	3,8 cm	32301	32101
29mm	3,8 cm	32302	32102
32mm	3,8 cm	32303	32103
36mm	3,8 cm	32304	32104
41mm	3,8 cm	32305	32105

Storlek Ø	Längd	30/Box Art. nr.	100/Box Art. nr.
25mm	7,6 cm	36301	36101
29mm	7,6 cm	36302	36102
32mm	7,6 cm	36303	36103
36mm	7,6 cm	36304	36104
41mm	7,6 cm	36305	36105

Natural®
Non-Adhesive Male
External Catheter



Har ingen häftyta. Är ideell för personer som även använder tappningskateterisering varje dag. Med en box medföljer tre återanvändningsbara skumband.

Storlek Ø	30 styck och 3 band/Box Art.nr
25mm	38301
29mm	38302
32mm	38303
36mm	38304
41mm	38305
Skumband (10 band pr. box)	48170