

URINDROPPSAMLARE

Silikon

BARDs avancerade urindroppssamlare hjälper män att förbättra sin livskvalitet. Dess innovativa material, förbättrade häfta och nya produktform gör urindroppssamlaren till ett bekvämt och pålitligt kontinensval. Vårt breda sortiment av urindroppssamlare ger valmöjlighet. Våra varierade designformer och storlekar försäkrar att män, inklusive de som tidigare var svårangepassade, kommer att hitta ett alternativ som både passar bra och stannar på plats hela dygnet.

BARDs urindroppssamlare ger:

- Överlägsen andningsförmåga för ökad komfort och optimal kontakt med huden
- Mjukt silikon och jämt fäste för säker placering
- Genomskinligt hölje för enkel och visuell inspektion av huden
- Design som motverkar veckning och därmed försäkrar jämnt urinflöde

SPIRIT™
HYDROCOLLOID ADHESIVE SHEATH

Spirit™ är en ny typ urindroppssamlare som är gjord av ett tunnare och mer andningsbart silikonmaterial. Tillsammans med en ny typ av häfta gjord av hydrokolloid försäkrar silikonerna en god andningsförmåga samtidigt som den är mjuk och komfortabelt att använda.

Modell 1



Standard längd som ger ett bra fäste samt är mjuk och andningsbar.

Storlek Ø	Längd	30/Box Art. nr.	100/Box Art. nr.
25mm	3,8 cm	35301	35101
29mm	3,8 cm	35302	35102
32mm	3,8 cm	35303	35103
36mm	3,8 cm	35304	35104
41mm	3,8 cm	35305	35105

Modell 2



En lite kortare version som har samma goda fäste samt är mjuk och andningsbar.

Storlek Ø	Längd	30/Box Art. nr.	100/Box Art. nr.
25mm	3,8 cm	37301	37101
29mm	3,8 cm	37302	37102
32mm	3,8 cm	37303	37103
36mm	3,8 cm	37304	37104
41mm	3,8 cm	37305	37105

Modell 3



Standard längd med extra häftyta som också går längre framåt, och är designad för att förebygga oavsiktlig lossning.

Storlek Ø	Längd	30/Box Art. nr.	100/Box Art. nr.
25mm	7,6 cm	39301	39101
29mm	7,6 cm	39302	39102
32mm	7,6 cm	39303	39103
36mm	7,6 cm	39304	39104
41mm	7,6 cm	39305	39105