




Flexislide® förflyttningshjälpmedel

Flexislide är ett patientbundet förflyttningshjälpmedel för engångsbruk, idealiskt till all lateral patientförflyttning. Flexislide underlättar arbetet och minskar risken för belastningsskador på rygg och axlar hos vårdpersonal.

- Tillverkad av polypropylen
- Innehåller ej latex eller PVC
- Klarar vikt upp till 415 kg både i torrt och vått tillstånd. Testdata finns
- Kan användas med glidbräda
- Testad för antändlighet enligt EN ISO12952-1:2010 och för linting enligt BS EN 13795:2011+A1:2013



Art.nr.	Benämning	Färg	Storlek	Antal
MW105089	Flexislide liten	Blå	85 x 120 cm	50 st/fp
MW1029	Flexislide standard	Blå	85 x 195 cm	50 st/fp
MW105093	Flexislide liten, bred	Blå	115 x 120 cm	50 st/fp
MW1061	Flexislide bred	Blå	115 x 195 cm	50 st/fp