

SELEFA® applikator med bomullstupp

REF: 120783, 120795

SELEFA® applikatorer med bomullstupp er designet for bruk til diagnostisk prøvetaking, sårbehandling, rensing av et behandlet område, påføring av legemidler, salver og flytende stoffer, samt en rekke andre bruksområder.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Virkelig glatt overflate uten risiko for kutt
- ▶ 100 % bomullstupper
- ▶ Materiale i bjørk
- ▶ PVC-fritt og lateksfritt utstyr
- ▶ 100-pakning



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
120783	Applikator med bomullstupp, enkelttupp, 100-pakning, usteril	15 cm	100 / 24000
120795	Applikator med bomullstupp, dobbelttupp, 100-pakning, usteril	8 cm	100 / 24000

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



REACH-forordningen: Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk: Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

Samsvar med produktstandarder: EN 14079

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt del	Råmateriale og egenskaper
-------------	---------------------------

Pinne	Tre (bjørk)
-------	-------------

Hode	100 % bomull
------	--------------

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	PE pose, Gjennomsiktig	
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	120783: 180 x 100 x 190 120795: 105 x 95 x 64
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	120783: 470 x 325 x 400 120795: 435 x 315 x 345
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
120783	06438129152685	06438129352689	06438129552683
120795	06438129152692	06438129352696	06438129552690

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.