

Möter sjukvårdens höga krav

Gallants funktionella och unika design gör rakhyveln så säker och hygienisk att den helt uppfyller sjukvårdens alla krav vid preoperativ rakning. Med handtaget framför rakbladseggen glider hyveln utan tryck smidigt över huden och risken för skärsår minimeras.



Perfekt grepp och full överblick

Det räfflade handtaget ger ett effektivt och stadigt grepp. Samtidigt som hyvelns design ger total överblick över området som ska rakas.



Anpassad till kroppen

Gallant följer smidigt kroppens kontur. Rakningen blir därmed säkrare och effektivare än med traditionella hyvlar.



Kvalitetsstål säkrar resultatet

Bladet i platinabelagt svenskt kvalitetsstål rakar med ett lätt tryck nära huden, och minimerar risken för irritationer eller infektionskänsliga skärsår.



Hygienisk

Kammen intill rakbladet är speciellt designad för att hålla bladet fritt från hårstrån och eventuellt lödder. Gallant rakar lika bra med eller utan lödder.



Säker hantering

Efter användning avskiljs rakbladsdelen med ett lätt tryck över hyveln, så att denna inte kan återanvändas.



Resurssnål och miljövänlig

Gallant är liten och snålar med naturens resurser. Plastdelarna väger endast 3,63 gram och är till största delen återvinningsbara, själva rakbladet av stål väger 0,28 gram.