

# MEDI PLAST®



**Indikation:**  
Kan användas som fixationsförband, under gips samt för dermatologiskt bruk. Särskilt lämplig över leder, amputationer och svårbandagerade områden.

## LATEXFRITT TUBFÖRBAND, DOUBLE STRETCH

**MEDIPLAST®** kan erbjuda Er **DANAFAST Double Stretch**, ett tubformat elastiskt förband som stretchar både på längden och bredden och därmed lätt att applicera. Klippas i valfri längd och kan appliceras enkel eller dubbel, ingen extra fixering krävs. Bra luftgenomsläpplighet. Kan användas utan tejp eller annan fixering för en jämn och bekväm passform. Färgkodad med vävd linje vilket förenklar storleksval.

### DANAFAST Double Stretch:

52% Viskos, 48% Dorlastan

Längd: 10 meter osträckt längd

Artikelnr.	Beskrivning	Antal/avd.frp	Antal/ trp.frp
<b>6050761</b>	RÖD = >3,5 cm, små armar och ben	1	35
<b>6050762</b>	GRÖN = >5,0 cm, fot, hand, ordinära armar, små ben	1	28
<b>6050763</b>	BLÅ = >7,5 cm, ordinära ben, större arm, lår	1	20
<b>6050764</b>	GUL = >10,75 cm, små kroppar, kraftiga lår	1	14
<b>6050765</b>	BEIGE = >17,5 cm, kropp vuxen	1	7
<b>6050766</b>	LILA = >20 cm, stor kropp	1	7