





Raucocel

Nästamponad

Raucocel är en nästamponad finns som rak, anatomiskt eller sinus nasal formad modell

- **Rakt formad:** post-operativ behandling efter rhinoplasti.
- **Anatomiskt formad:** post-operativ behandling efter rhinoplasti eller septoplasti.
- **Sinus nasal formad:** post-operativ behandling efter endoskopi sinus operativt ingrepp. (speciellt ethmoidectomy)
- Hög absorptions kapacitet(upp till 15 ggr sin egen vikt)
- Smärtfri applicering
- Mjuk, elastisk och komfortabel
- Lätt att applicera
- Kan nyttjas som bärare för olika medikamenter
- Rak och sinus nasal finns med lufttub

Material:

- Polyvinyl alkohol, dragsnöre av kirurgiskt silke, lufttub av silikon(endast den raka/anatomiska modellen)

Observera att tamponaden måste vara genomfuktad innan den avlägsnas.

Storlek	Lev.art.nr	Avd.fp	Trp.fp
Rak, steril med dragsnöre längd:45mm	11002	10	240
Rak, steril med tub och dragsnöre längd:45mm	11004	10	240
Rak, steril med dragsnöre, längd:80mm	11010	10	240
Rak, steril med tub och dragsnöre, längd:80mm	11011	10	240
Sinus nasal steril med dragsnöre Längd:9mm	11937	20	480
Sinus nasal steril med dragsnöre Längd:12mm	11935	20	480
Anatomiskt sterilutformad med lufttub och dragsnöre längd:55mm	11014	10	240
Anatomiskt steril utformad med lufttub och dragsnöre längd:80mm	11015	10	240
Epistaxis tamponad 100mm individuellt förseglad Steril med dragsnöre	10143	10	240
Epistaxis tamponad 55mm individuellt förseglad Steril med dragsnöre	10144	20	240

**För ytterligare information,
var god se bipacksedel.**