

# Idealbinde



## Idealbinde

**Klassisk lågelastisk stödbinda av mycket god kvalitet.**

Bindan har en rad olika användningsområden. Ypperlig för kraftig kompression vid lymfologi. Även postoperativt för trombosprofylax, för support och avlastning vid distorsioner och kontusioner mm. Idealbindan är hudvänlig och har hög luftgenomsläpplighet.

Den speciella strukturen på bindan gör att de lagda turerna ej glider.

Bindan består av 100% bomull. Elasticiteten är 90%. Bindan kan med fördel tvättas i maskin ( 60° C).

Angiven längd är sträckt längd.

Finns både ren- och sterilförpackad.

| Storlek                | Lev.artnr | Avdfp | Trpfp |
|------------------------|-----------|-------|-------|
| <b>Rena, lösa i fp</b> |           |       |       |
| 4cmx5m                 | 14 110    | 10    | 80    |
| 6cmx5m                 | 14 111    | 10    | 100   |
| 8cmx5m                 | 14 112    | 10    | 100   |
| 10cmx5m                | 14 113    | 10    | 60    |
| 12cmx5m                | 14 114    | 10    | 80    |
| 15cmx5m                | 14 115    | 10    | 60    |
|                        |           |       |       |
| <b>Sterila</b>         |           |       |       |
| 8cmx5m S               | 10 297    | 30    | 120   |
| 10cmx5m S              | 10 267    | 25    | 100   |
| 12cmx5m S              | 10 273    | 100   | 100   |
| 15cmx5m S              | 10 278    | 15    | 60    |
|                        |           |       |       |
| <b>Rena, ind. fp.</b>  |           |       |       |
| 4cmx5m                 | 14 100    | 10    | 80    |
| 6cmx5m                 | 14 101    | 10    | 100   |
| 8cmx5m                 | 14 102    | 10    | 100   |
| 10cmx5m                | 14 103    | 10    | 60    |
| 12cmx5m                | 14 104    | 10    | 80    |
| 15cmx5m                | 14 105    | 10    | 60    |
| 20cmx5m                | 14 106    | 10    | 60    |
| 30cmx5m                | 14 108    | 10    | 40    |