



Mollelast® Fixerbinda

Luftig och elastisk fixerbinda för fixering av förband mm. Även lämpad som förband runt leder och runt kroppspartier som är svåra att lägga om. Även vid leder där stor rörelseförmåga krävs, har bindan mycket god förmåga att bli på plats utan att glida, tack vare strukturen i väven.

Mollelast fixerar på ett tillfredställande sätt. Skär inte in, utan anpassar sig till kroppsformen utan att inskränka på den naturliga rörelseförmågan. Bindan är lätthanterlig och hudvänlig.

Bindan består av 44% polyamid och 56% viskos. Den har vävda kanter.

Elasticitet: 100%.

Angiven längd är sträckt längd 4m.

Finns även i 100-förpackning, men också individuellt förpackad i kartong om 20.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
4cmx4m	19 410	20	520
6cmx4m	19 411	20	360
8cmx4m	19 412	20	500
10cmx4m	19 413	20	360
12cmx4m	19 414	20	320
Sterila			
6cmx4m	20 290	20	180
8cmx4m	20 291	20	180
10cmx4m	20 292	20	200
12cmx4m	20 293	20	200