


Suprasorb® H



Suprasorb® H Hydrokolloid förband

Suprasorb H är ett semipermeabelt hydrokolloidförband som skapar en idealisk sårmiljö samtidigt som den ger en god absorption av sårsekret. Den är ogenomtränglig för bakterier och vatten. Bandaget är mycket flexibelt och följer kroppens konturer. Den är självhäftande och lätt att använda.

Suprasorb H kan bytas utan smärta och fastnar inte i såret. Det är patientvänligt och mjukt mot huden. Kan användas under långa behandlingar utan att skada omgivande hud. Inga allergiska reaktioner har påträffats. Förbandet är ekonomisk att använda då få förbandsbyten krävs, i jämförelse med konventionell behandling.

Suprasorb H kan med fördel användas till ett stort antal sårtyp, eftersom den finns i ett antal olika utföranden. Förbandet används framförallt till icke infekterade, lätt till medelvätskande sår såsom bensår, liggsår, vätskande sår, skrubbsår samt 1:a och 2:a gradens brännskador.

Innehåller hydrokolloidlager med CMC (carboxymethylcellulose) täckt med polyuretanfilm.

Finns i standard, tunn, border och sacrum.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
10x10cm, Standard	20 403	10	660
15x15cm, Standard	20 401	5	50
20x20cm, Standard	20 402	5	50
5x5cm, Tunn	20 424	10	1650
5x10cm, Tunn	20 410	10	480
5x20cm, Tunn	20 411	10	250
10x10cm, Tunn	20 412	10	720
15x15cm, Tunn	20 413	5	50
20x20cm, Tunn	20 414	5	50
14x14cm, Border	20 420	5	200
14x16cm, Sacrum	20 430	5	200

