

Suprasorb® A+Ag

Pos.



Suprasorb® A+Ag

Antimikrobiellt alginatförband med silver

Upprensande och mjukt silverförband av kalciumalginat med blodstillande effekt.

Suprasorb® A+Ag består av naturliga alginatfibrer och silverimpregnerade fibrer. Fibrerna har en mycket god förmåga att absorbera exsudat och rensa upp sår.

Förbandet har en upptätningsförmåga. Alginatet kan absorbera upp till 20 gånger sin egen vikt utan att tappa formen, vilket gör förbandet mycket lämpligt för kraftigt våtskande sår. Alginatfibrerna bildar en "gel" som reglerar sårets exsudat, skyddar mot uttorkning och ger en idealisk sårhelingsmiljö. Silvret verkar avdödande både i förbandet och ner i såret.

De mjuka alginatfibrerna är formbara och fastnar inte i såret. Vid kompressbyte forcerar de ej fram nya sår eller orsakar smärta och kan avlägsnas i ett stycke.

Suprasorb® A+Ag används till kritiskt koloniserade och infekterade kraftigt våtskande sår. Både för ytliga och djupa sår som t ex bensår, trycksår och postoperativa sår.

Innehåller:

- Kalciumalginatfibrer
- Kalciumalginatfibrer impregnerade med silver

Finns sterilförpackad som kompress och som tamponad.

Pos nr.	Prod.grupp	Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
		5x5cm	20 570	10	100
		10x10cm	20 571	10	50
		10x20cm	20 572	5	20
		30cmx2gram	20 573	5	20

