

Produktblad – Laerdal Medical Vare 100019

1. Produktbeskrivelse

Laerdal Concentrated Blood 100019 er et simulert blodkonsentrat for medisinske treningsscenarioer.

2. Egenskaper og fordeler

- Realistisk simulering av menneskelig blod.
- Kompatibel med SimBaby Classic.
- Konsentrat som blandes enkelt med vann.
- Ikke-giftig og trygg i undervisning.
- Lett å påføre og rengjøre.
- Kan brukes flere ganger etter fortynning.

3. Bruksområder

Ideell for IV-tilgang, blødningstrening, sårpleie og akuttmedisinske scenarioer.

4. Innhold

- 1 flaske à 100 ml konsentrert blod.

5. Tekniske spesifikasjoner

Modellnummer: 100019

Type: Simuleringsvæske (konsentrat)

Mengde: 100 ml

Materiale: Ikke-giftig konsentrat

Kompatibilitet: SimBaby Classic og andre Laerdal-systemer

6. Blandingsinformasjon

Blandes med vann til ønsket konsistens.