

Produktark – Laerdal Plastslange (Vare 100032)

Produktnavn:

Plastslange – Laerdal Medical (Varenummer 100032)

Beskrivelse:

Plastslange brukt som tilbehør til ulike Laerdal-produkter innen medisinsk trening og akuttberedskap. Produktet er ikke tilgjengelig for direkte kjøp på nett i enkelte markeder.

Egenskaper:

- Plastslange til bruk med compatible Laerdal-produkter
- Del av reservedels-/tilbehørsprogrammet

Lenker:

Internasjonal: <https://laerdal.com/item/100032/>

Norge: <https://laerdal.com/no/item/100032/>