

Make-Up Shine

PRODUKTKODE: 01191/00

DETALJER: 100 ml

Transparent Jelly er en gjennomsiktig, grønnlig tonet gele som brukes til simulering av våt og svetteeffekter. Påføres med en svamp eller børste, etter at makeup er lagt. Etter noen minutter vil geleen være nesten tørr.

INGREDIENSER

Glycerin, Aqua (Water), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Triethanolamine, Carbomer, Methylparaben, Propylparaben, Limonene, Citral, Linalool, Benzyl Alcohol, Parfum (Fragrance) og kan inneholde: [+/- Yellow 5 CI 19140, Blue 1 CI 42090]

