

Infusjonsstativ sykehus standard m/skrujustering

3075

Fem-fots infusjonsstativ sikrer høy stabilitet (fem hjul med sveiset metall kors muliggjør enkel rengjøring) Med store hjul for enkel transport.

- Høyde: 1.350 - 2.150 mm
- Base diameter: 635mm
- 4 infusjonsholdere
- Maks total last 8kg.
- Maks last per krok 2kg.
- Høydejusterbar med skruløsningsystem (kan leveres med enhåndsjustering - Art.nr. 3872)
- Store 80mm hjul for enkel transport. 2 stk antistatisk og låsbare. 3 stk normale.
- Vekt: ca. 3,7 kg



kr 1 800,00 eks.MVA

kr 2 250,00 inkl.MVA



Gymo AS

Org.Nr: 994189115
Tel: +47 40 00 35 22

Mekjarvik 14
4072 Randaberg

www.gymo.no
post@gymo.no

