

# Seca digital barnevekt, 334

334

---

- Seca digital spedbarnsvekt, 334
- Str. L64 x D10,5 x H30 cm
- Gradering: 5g <10kg> 10g
- Kapasitet: 20 kg
- Funksjoner: TARE, Auto-HOLD- BMIF og automatisk slå av funksjon
- Stort LCD display for enkel avlesning
- Den har ett praktisk håndtak som kan brukes til å henge vekten opp med.
- Bruker 6 x AA batterier
- CE-godkjent

Vekt : 3,5 kg



## Gymo AS

---

Org.Nr: 994189115  
Tel: +47 40 00 35 22

Mekjarvik 14  
4072 Randaberg

[www.gymo.no](http://www.gymo.no)  
[post@gymo.no](mailto:post@gymo.no)

