

3-delt gyn/kombibenk X1

3684

- Elektrisk høydejustering: 50-100cm
- Fotkontroll
- Bendel kommer med ekstra plastbeskyttelse
- Justerbar hodedel med gassfjær
- Justerbar ryggdel med gassfjær
- Justerbar setevinkel med gassfjær
- Trekk ut hælstøtter
- Papirrullholder
- Rustfri bolle (10cm)
- Sentrallås hjul
- Løftekapasitet på over 200 kg
- Liggeflate: Standard: 207-1033, Sort. Kan leveres i andre farger. Se fargekart
- Ståldeler: Standard, hvit.

Endringer utover standard oppsett på gynbenk, mot pristillegg (forhør om pris):

- 10902 Ekstra fotkontroll
- 10904 Fotkontroll støtte
- 10905 Håndkontroll med magnet
- 3687 Benholdere
- 20915 Ansiktshull
- 10905 Armbord for prøvetaking (vinkel og høydejusterbare)
- Ekstra bredde + 5-10 cm

NKKN 2510525105

Vennligst spesifiser ved bestilling.

Velg mellom med eller uten trendelenburg (vinkeljustering hele liggeflate).

kr 36 282 eks.MVA

kr 45 353 inkl.MVA



Gymo AS

Org.Nr: 994189115
Tel: +47 40 00 35 22

Mekjarvik 14
4072 Randaberg

www.gymo.no
post@gymo.no

