

Akuttvogn MX31EMG m/tilbehør og alle skuffer forseglbare.Rød

9018

- Akuttvogn MX31EMG m/tilbehør og alle skuffer forseglbare.Rød
- Str: B690 x D518 x H927mm (Høyde med hjul. Annen størrelse på forespørsel)
- Dekker behovet på akuttavdelinger
- Alle skuffer forsegelbar slik at man til en hver tid vet om vognen er klarert
- Skuffeinndelerne er justerbare og legges inn etter ditt behov
- Kommer med standard hjul. 2 med lås, 1 styrehjul og 1 fri.
- Har nødvendig ekstrautstyr som infusjonsstativ, hylle for hjertestarter, hjertebrett, oksygen tank holder, sharp container sett, kjørehåndtak, skuffer med inndelere
- Vekt: ca 72kg

5 skuffer med følgende størrelser:

3 x B569 x D398 x H75 mm

1 x B569 x D398 x H150 mm

1 x B569 x D398 x H234 mm

Vognen leveres med:

1. IV stativ
2. Hylle for hjertestarter/monitor. Kan snus 360grader og låsbar under transport. 33*33cm. Kan utvides i bredde med ca 15cm
3. Hjertebrett
4. Sharp container sett
5. Oksygentank holder
- 6: Skuffinndelere (til alle skuffene) Kan ta de ut og inndeles etter behov.
- 7: Uttrekbar brett. Str. L45 x D35,5 cm
8. Kjørehåndtak
9. Alle skuffer er forseglbare (locking bar for alle skuffer)
10. Sentral lås system på siden. En lås til alle skuffene. Kommer med 2 nøkler.

Vognen kan leveres med mer tilbehør, andre farger, størrelser og andre typer hjul. Kan medføre tillegg i pris og lengre leveringstid.



Org.Nr: 994189115
Tel: +47 40 00 35 22

Mekjarvik 14
4072 Randaberg

www.gymo.no
post@gymo.no

