

# ONEMED

## Produktblad

### Seca stolvekt, 956 Medisinsk Klasse III



- Seca stolvekt, 956
- Str: B56 x D96 x H90 cm
- Gradering: 100g
- Funksjoner: TARE, HOLD, automatisk slå av funksjon
- Kapasitet: 200 kg
- Både armstøttene og fotstøttene kan vippes opp slik at du enkelt kan forflytte brukeren over fra seng e.l. og opp i vekta.
- Har gode hjul med bremses, og stolen er lett å trille for personalet
- Ergonomisk utformet sete for økt komfort for brukeren
- Bruker 6 x AA batterier
- Leveres ferdig montert
- CE-godkjent, Medisinsk godkjent Klasse III

Vekt: 22,4 kg.