

Akutt- og hjemmesykepleiersekk

EM13.018 - Sort farge

Stor og organisert akuttsekk. Egner seg godt til bruk i hjemmesykepleien eller som akuttsekk på sykehus mm.

En glidelås som åpner hovedrommet helt. 5 nettinglommer og 6 transparente lommer innvendig. 2 lommer i front og 2 sidelommer. Både skulderreim og håndtak er forsterket.

- Str: B37 x D21 x H45 cm
- 29,75 L
- 1,22kg
- Materiale: 600D Polyester med PVC
- Åpning med nedfellbar lem
- Forsterket ergonomisk håndtak med borrelås lukking.
- Store lommer i begge sider. 2 stk.
- Justerbare polstrede skulderstropper
- Stor frontlomme for hjertestarter.
- Innvendige lommer med netting og gjennomsiktig vindu. Justerbare.
- Regntrekk i egen lomme på undersiden.
- Kommer uten utstyr.
- Mulighet for logotrykk



Gymo AS

Org.Nr: 994189115
Tel: +47 40 00 35 22

Mekjarvik 14
4072 Randaberg

www.gymo.no
post@gymo.no

