











## Elektroder

<p><b>Dura Stick Premium (tidigare Originale)</b></p> <p>Dura Stick Premium är tillverkad av tunn och smidig specialväv vilket gör att den fäster utmärkt även på ojämna kroppsdelar. Dura Stick Premium har dessutom en överlägset god ledningsförmåga. Varken gel eller tejp behövs vilket gör appliceringen enkel och behaglig. Dura Stick Premium håller 20 – 40 behandlingar.</p>						
	Storlek	ø 32 mm	40 x 60 mm	50 x 100 mm	80 x 130 mm	50 x 90 mm
	Artikelnummer	42205	42207	6220700	42208	42210
	Apotekkedjornas varunummer	-	210747	210748	-	-
	Antal	4 st/fp	4 st/fp	4 st/fp	2 st/fp	4 st/fp

<p><b>Dura Stick Plus (tidigare Stimtrode)</b></p> <p>Dura Stick Plus är en standardelektrod av traditionell elektrodväv. Dura Stick Plus har mycket god lednings- och vidhäftningsförmåga för sin prisklass. Varken gel eller tejp behövs vilket gör appliceringen enkel och behaglig. Dura Stick Plus håller 20 – 40 behandlingar.</p>						
	Storlek			ø 32 mm	50 x 50 mm	50 x 90 mm
	Artikelnummer			42219	42198	42199
	Apotekkedjornas varunummer			210749	210750	210751
	Antal			4 st/fp	4 st/fp	4 st/fp

<p><b>Dura Stick Premium (tidigare Pals Platinum blue)</b></p> <p>Dura Stick Premium-elektrodens gel är skonammare än den på vanliga självhäftande elektroder och passar därför dig med extra känslig hud. Elektroden fungerar dessutom utmärkt på håriga kroppsdelar. Elektroden har mycket god lednings- och vidhäftningsförmåga. Varken gel eller tejp behövs för applicering. Håller 20 – 40 behandlingar.</p>						
	Storlek				40 x 90 mm	50 x 50 mm
	Artikelnummer				42212	42211
	Apotekkedjornas varunummer				-	-
	Antal				4 st/fp	4 st/fp