

## evercare® Silikon Skumbandasje Border Lite, steril

REF: ESF050050L3, ESF075075L3, ESF100100L3, ESF120060L3, ESF125050L3, ESF150150L3

evercare® Silikon Skumbandasje Border Lite har en firelagsstruktur som består av et mykt silikon sårkontaktlag, et tynt og fleksibelt polyuretanskumlag, et ikke-vevd lag og et dampgjennomtrengelig og vanntett polyuretanfilmlag. evercare® Silikon Skumbandasje Border Lite er en selvheftende, absorberende bandasje som opprettholder et fuktig sårmiljø. evercare® Silikon Skumbandasje Border Lite er indisert for et bredt spekter av ikke-til lavt eksuderende sår som trykksår, leggsår, fotår, kirurgiske sår, traumatiske sår og hudavskrapninger.

## Nøkkelegenskaper

- ▶ Absorberer eksudater
- ▶ Oppretthold nødvendig fuktig sårmiljø
- ▶ Avansert 4 lags struktur
- ▶ Skånsom påføring og fjerning



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
ESF050050L3	Silikon Skumbandasje Border Lite, steril, Beige	5x5 cm	10 / 400
ESF075075L3	Silikon Skumbandasje Border Lite, steril, Beige	7,5x7,5 cm	10 / 400
ESF100100L3	Silikon Skumbandasje Border Lite, steril, Beige	10x10 cm	10 / 400
ESF120060L3	Silikon Skumbandasje Border Lite, steril, Beige	12x6 cm	10 / 400
ESF125050L3	Silikon Skumbandasje Border Lite, steril, Beige	5x12,5 cm	10 / 400
ESF150150L3	Silikon Skumbandasje Border Lite, steril, Beige	15x15 cm	10 / 200

Salgsenhet: Transportkartong

## Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



**REACH-forordningen:** Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

**Biologisk evaluering:** EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

**Etterlevelse av regelverk:** Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class IIb

**Samsvar med produktstandarder:** EN 13726-2, EN ISO 11135, EN ISO 11737-1

**Kvalitetsstandarder:** EN ISO 13485

**Etikettinformasjon og emballasje:** EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

## Materiale

Produktdel	Råmateriale og egenskaper
Ytre filmlag	Polyuretan
Non-woven fordelende lag	Spunlace non-woven
Skumlag	Polyuretan
Sårkontaktlag	Medisinsk silikongelé
Beskyttelses papir	Polyetylen

## Advarsler og anbefalinger

### Advarsler

Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.

Må ikke brukes, hvis pakken er skadet.

Ikke bruk dette produktet med oksiderende midler som hydrogenperoksid eller hypoklorittløsninger. I fravær av tilgjengelige data som støtter bruken av denne bandasjen på sensitive befolkningsgrupper som spedbarn, barn, gravide eller ammende kvinner, og i fravær av data som motsier disse befolkningsgruppene, bør denne bandasjen brukes med forsiktighet etter anbefaling fra en kliniker.

### Anbefalt oppbevaring

Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 5 - 40 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.

### Anbefalt kassering

Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter

### Holdbarhet

3 år

## Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkeltpakning</b>	Medisinsk papir, PP/PE film	ESF050050L3: 115 x 95 ESF075075L3: 135 x 120 ESF100100L3: 160 x 145 ESF120060L3: 185 x 95 ESF125050L3: 185 x 95 ESF150150L3: 210 x 195
<b>Dispenserpakning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	ESF050050L3: 96 x 50 x 118 ESF075075L3: 121 x 50 x 138 ESF100100L3: 146 x 50 x 163 ESF120060L3: 96 x 50 x 188 ESF125050L3: 96 x 50 x 188 ESF150150L3: 196 x 50 x 213
<b>Transportkartong</b>	TCF eller ECF kvalitet, Kartong	ESF050050L3: 404 x 256 x 276 ESF075075L3: 504 x 296 x 276 ESF100100L3: 346 x 312 x 526 ESF120060L3: 404 x 396 x 276 ESF125050L3: 404 x 396 x 276 ESF150150L3: 446 x 412 x 276
<b>Emballasjetape</b>	Gjennomsiktig	N/A

## Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
<b>ESF050050L3</b>	06940610131692	06940610131708	06940610131715
<b>ESF075075L3</b>	06940610131784	06940610131791	06940610131807
<b>ESF100100L3</b>	06940610131333	06940610131340	06940610131357
<b>ESF120060L3</b>	06940610131753	06940610131760	06940610131777
<b>ESF125050L3</b>	06940610137786	06940610137793	06940610137809
<b>ESF150150L3</b>	06940610137724	06940610137731	06940610137748

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.