

SELEFA® steril tamponngas med røntgentråd

REF: 222063, 222064, 222065, 222066, 222067, 222068, 222069, 222070, 222071, 222072, 222073, 222074, 222075, 222076, 222077

SELEFA® steril tamponngas med røntgentråd er fremstilt av gasvevmateriale som oppfyller kravene i standard EN 14079, noe som øker absorpsjonsegenskapene og mykheten. Laget av miljøvennlige, blekede bomulls fibre. Økt pasientsikkerhet sikres ved at de vevde kantene utelukker risikoen for at tråden løsner. De kan brukes til væske- eller bloddrenering under polikliniske prosedyrer og kirurgiske operasjoner, samt til å desinfisere operasjonsfeltet.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Vevde kanter hindrer at det trekkes løse tråder
- ▶ 100 % bomull
- ▶ Sterilisert med EO
- ▶ Peroksidbleket gasbind
- ▶ Røntgentråd vevd inn i gasvev
- ▶ Loer lite
- ▶ Ulike størrelser gjør det mulig å velge absorberingsnivå for individuelle behov
- ▶ Inneholder en markør som kan detekteres på røntgen for å hjelpe enheten med å detektere og dermed unngå gossypiboma
- ▶ Vevd i tetthet på 48 tråder/cm²



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
222063	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	1x50 cm	10 / 120
222064	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	1x100 cm	10 / 120
222065	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	1x200 cm	10 / 120
222066	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	1x500 cm	10 / 120
222067	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	2x50 cm	10 / 120
222068	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	2x100 cm	10 / 120
222069	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	2x200 cm	10 / 120
222070	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	2 x 500 cm	10 / 120
222071	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	5x50 cm	10 / 120
222072	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	5x100 cm	10 / 120
222073	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	5x200 cm	10 / 120
222074	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	5 x 300 cm	10 / 120
222075	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	5 x 500 cm	10 / 120
222076	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	10 x 100 cm	10 / 120
222077	Steril tamponggas med røntgentråd, 32-tråds, bomull, enkeltpakning, Hvit	10 x 300 cm	10 / 120

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.


2460



STERILE

EO

MD

LATEX

Not made with natural rubber latex








15 °C - 25 °C

2

STERILIZE





REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-10 EN ISO 10993-11
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
Samsvar med produktstandarder:	EN ISO 11135, EN 14079
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Gasvev	100 % bomull, 48 tråder/cm ² , hvit
Røntgendetekterbar tråd	PP, DEHP-fri, PVC-fri, ftalatfri røntgentråd (med bariumsulfat), blå

Side 3

2023-12-06

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Kontroller alltid antallet av artikler før bruk. Hvis antallet ikke stemmer med det angitte antallet på emballasjen, må du ikke bruke produktet.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	222063: 78 x 122
		222064: 78 x 122
		222065: 78 x 122
		222066: 78 x 122
		222067: 78 x 122
		222068: 78 x 122
		222069: 78 x 122
		222070: 78 x 122
		222071: 98 x 116
		222072: 98 x 116
		222073: 98 x 116
		222074: 98 x 116
		222075: 98 x 116
		222076: 133 x 175
		222077: 133 x 175
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	222063: 80 x 124 x 52
		222064: 80 x 124 x 52
		222065: 80 x 124 x 102
		222066: 80 x 124 x 102
		222067: 80 x 124 x 52
		222068: 80 x 124 x 52
		222069: 80 x 124 x 152
		222070: 80 x 124 x 152
		222071: 102 x 128 x 52
		222072: 102 x 128 x 52
		222073: 102 x 128 x 152
		222074: 102 x 128 x 152
		222075: 102 x 128 x 202
		222076: 135 x 177 x 52
		222077: 135 x 177 x 152
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	222063: 195 x 385 x 125
		222064: 195 x 385 x 125
		222065: 195 x 385 x 225
		222066: 195 x 385 x 225
		222067: 195 x 385 x 125
		222068: 195 x 385 x 125
		222069: 195 x 385 x 325
		222070: 195 x 385 x 325
		222071: 230 x 395 x 125
		222072: 230 x 395 x 125
		222073: 230 x 395 x 325
		222074: 230 x 395 x 325
		222075: 230 x 395 x 425
		222076: 290 x 385 x 175
		222077: 290 x 385 x 415

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
222063	06438129154443	06438129354447	06438129554441
222064	06438129154450	06438129354454	06438129554458
222065	06438129154467	06438129354461	06438129554465
222066	06438129154474	06438129354478	06438129554472
222067	06438129154481	06438129354485	06438129554489
222068	06438129154498	06438129354492	06438129554496
222069	06438129154504	06438129354508	06438129554502
222070	06438129154511	06438129354515	06438129554519
222071	06438129154528	06438129354522	06438129554526
222072	06438129154535	06438129354539	06438129554533
222073	06438129154542	06438129354546	06438129554540
222074	06438129154559	06438129354553	06438129554557
222075	06438129154566	06438129354560	06438129554564
222076	06438129154573	06438129354577	06438129554571
222077	06438129154580	06438129354584	06438129554588

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.