

SELEFA® trekantede gastupfere, sterile

REF: 222241

SELEFA® trekantede sterile gastupfere er svært absorberende svamper for et bredt bruksområde, som for eksempel: hudrens, sårrens, tørking, væske- og fuktabsorpsjon, beskyttelse, desinfisering osv. Har gode absorberende egenskaper og er produsert i henhold til EN 14079-standarden for å sikre gastupfere i bomull av høy kvalitet. Den kompakte sammenleggingen holder produktets utforming stabil. Gastupfere i disse små størrelsene egner seg for ulike bruksområder der sterilitet også er nødvendig, som rensing av små sår og skrubbsår, klargjøring for mindre operasjoner, fjerning av smuss osv.

Nøkkelegenskaper

- ▶ 100 % bomull
- ▶ Miljøvennlig bleking (klorfri)
- ▶ Brettete kanter hindrer løse tråder
- ▶ Sterilisert med EO
- ▶ 5-pakning
- ▶ Brukervennlig emballasje
- ▶ 17 tråder per cm²




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
222241	Trekantede gastupfere, 5-pakning, sterile, Hvit	30 x 30 x 30 mm	250 / 5000

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-10
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
Samsvar med produktstandarder:	EN 14079, EN ISO 11135
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Hovedmateriale	100 % gastupfere i bomull, hvite

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	237 x 100 x 116
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	595 x 245 x 415
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekkoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
222241	06438129154108	06438129354102	06438129554106

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.