

SELEFA® trekantede non-woven-tupfere, sterile

REF: 223241

SELEFA® trekantede sterile non-woven-tupfere har et bredt bruksområde: preoperativ hudrens, rensing av sår og skrubbsår, tørking, absorpsjon, beskyttelse osv. De brukes også til å stoppe blødninger eller påføre topiske legemidler. Den høye mykhetsgraden sørger for god kontakt med sår og hud, siden materialet er mindre heftende og loer mindre enn gasbind.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Non-woven viskose/polyester av høy kvalitet
- ▶ Høy mykhetsgrad og lite loing
- ▶ Effektiv til væske- og sårvæskeabsorpsjon
- ▶ Mindre heftende til såret enn vevde gasbind
- ▶ Sterilisert med EO
- ▶ Brukervennlig emballasje
- ▶ 5-pakning




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
223241	Trekantede non-woven-tupfere, 5-pakning, sterile, Hvit	30 x 30 x 30 mm	250 / 5000

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.









REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-10
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
Samsvar med produktstandarder:	EN ISO 11607-1, EN ISO 11135, EN 29073, EN 1644-1,-2
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkttdel	Råmateriale og egenskaper
Hovedmateriale	Non-woven, 70 % viskose og 30 % polyester, hvit

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	237 x 100 x 116
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	595 x 245 x 415
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
223241	06438129154160	06438129354164	06438129554168

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.