



En familj som håller ihop
i vått och torrt

Vi hoppas våra
nya förpackningar
kommer att fästa
lika bra som innehållet!



Efter många år på apoteken känner vi att vi behöver göra en förändring. Inte vad det gäller själva produkterna - nej nej! För ett halvsekel sedan var vår 3M™ Micropore-tejp och vårt unika häftämne innovativa världsnyheter, idag är de självklarheter som används på sjukhus världen över. Nu har vi gjort det enklare för dig att känna igen bra kvalitet även på utsidan. Därför finns hela vårt sårvårdssortiment nu i nya sammanhängande och vägledande konsumentförpackningar!

Micropore™ - en förbandstejp som inte lämnar några spår på huden



Micropores
unika fördelar
syns inte. De känns.

3M™ Micropore



Micropore har funnits på sjukhus och apotek i många år och rekommenderas av kirurger och läkare över hela världen. Denna marknadsledande förbandstejp bygger på en unik häftmassa som inte orsakar irritation och lämnar några märken på huden men som har mycket god häftförmåga och klarar upprepad tejpning även på ömtåliga ställen på kroppen. Micropore låter huden andas och bidrar till snabb och säker sårläkning. Den finns i en unik hygienisk dispenser som håller tejpren ren. Micropore finns även i en brun variant som inte syns lika bra mot huden.

Micropore™ - en förbandstejp som inte lämnar några spår på huden



Bra att ha hemma
när olyckan är framme.
Skyddar såret från
smuts och virus!

3M™ Tegaderm+Pad



Tegaderm+Pad är ett duschbart förband för sårskador och operationssår som används efter kejsarsnitt, höft- och knäoperationer samt liknande ingrepp som kräver skötsel även i hemmet. Tegaderm+Pad är ett tunt och flexibelt förband som tål att du duschar och lever ditt vanliga vardagsliv. Förbandet kan sitta på i en hel vecka utan att behöva bytas. Tegaderm+Pad är ett kliniskt skyddande förband mot smuts, bakterier och virus utifrån och används även med fördel till måttligt våtskande sår som skrubbsår och ytliga brännsår.

Tegaderm™+Pad - ett förband att använda i vått och torrt



Ett fult ärr hänger
med hela livet.
Häng av det redan
från början!

3M™Steri Strip



3M™Steri Strip är en suturtejp som används till att tejpa sår för att få en bättre och snyggare sårsläkning. Används vid skärsår likaväl som operationssår för att få ett bra stöd för läkningen. Steri Strip är alltid bra att ha hemma ifall småsår uppstår som behöver ses om så att fula ärrbildningar undviks. Tejpen hjälper till att hålla ihop såret vid rörelse så att man kan leva och röra sig normalt.

Steri Strip™ - en suturtejp för bättre och snyggare läkning



Alla som haft ett
skrubb- eller brännsår
förstår vad mjukt och
komfortabelt betyder!

3M™ Medipore™+Pad



Medipore är ett mjukt och komfortabelt förband för sårskador och operationssår som är hudvänligt, icke vidhäftande och kan sitta på upp till en hel vecka. Förbandet levereras i sterilförpackning, är latexfritt och skyddar mot smuts och bakterier. Använd Medipore till måttligt vätskande sår som skrubbsår och ytliga brännskador. Förbandet lämpar sig väl även när du ska sköta om operationssår i hemmet. Som efter höft- och knäoperationer, kejsarsnitt och liknande ingrepp.

Medipore™Pad - ett mjukt och komfortabelt förband för sårskador och efter operation



Ett smidigt och
tryggt stöd
i vardagen!

3M™Coban latexfri



3M™Coban är en kohesiv linda som ger trygghet. Den självhäftande lindan fäster inte vid huden, håret eller kläderna utan endast mot sig själv utan användning av vare sig klips eller nålar. Lindan är lätt, luftig och porös samt smuts- och vattenavvisande. 3M™Coban upprätthåller ett jämnt tryck och håller till exempel lätt en ispåse på plats.

Den finns i två olika bredder. Den smala varianten är perfekt till fingrar och tår.

Coban™latexfri - en kohesiv linda som alltid sitter där den ska sitta.



Varunr.	Produktbeskrivning	Enhet
3M Micropore med hållare		
1530SP-1D	3M Micropore vit med hållare 2,5 cm x 9,1 m	1 st rulle
1530SP-0D	3M Micropore vit med hållare 12,5 cm x 9,1 m	1 st rulle
1533SP-1D	3M Micropore brun med hållare 2,5 cm x 9,1 m	1 st rulle
1533SP-0D	3M Micropore brun med hållare 12,5 cm x 9,1 m	1 st rulle
3M Micropore refill		
1533SP-1	3M Micropore brun 2,5 cm x 10 m	1 st
1530SP-1	3M Micropore vit 2,5 cm x 10 m	1 st
3M Tegaderm+Pad		
3582SP	Tegaderm+Pad 5 x 7 cm	5 st förband/fp
3586SP	Tegaderm+Pad 9 x 10 cm	5 st förband/fp
3M Medipore+Pad		
3562SP	Medipore+Pad 5 x 7 cm	5 st förband/fp
3566SP	Medipore+Pad 10 x 10 cm	5 st förband/fp
3M Steri-Strips		
1541SP	Steri-Strips 6 x 75mm	2x3 strip/fp
3M Coban Latexfri		
2081SP	Coban LF 2,5 cm x 4,5 m	2 st rullar/fp
2083SP	Coban LF 7,5 cm x 4,5 m	1 st rulle/fp
2084SP	Coban LF 10 cm x 4,5 m	1 st rulle/fp



Health Care

3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna
 Tel: 08-92 21 00 vxl Fax: 08-92 22 89
www.3m.com.se