



3M™Medipore H


Medipore H är en rivbar kirurgisk fixationstejp som är mjuk och skonsam mot huden

Egenskaper

- Hudvänlig
- God vidhäftning
- Rivbar - inget behov av sax
- Mjuk och formbar
- Lätt att handtera med handskar

Indikation

- Allmän fixerings och förbandstejp
- Fixering av förband och stomier
- på ömtålig och skör hud
- När upprepad tejpning behövs



Beställningsinformation		
Art nr	Storlek	Ant/fp
2861	2,5 cm x 9,14 m	24
2862	5,0 cm x 9,14 m	12
2863	7,5 cm x 9,14 m	12
2864	10 cm x 9,14 m	12
2866	15 cm x 9,14 m	12
2868	20 cm x 9,14 m	6

Hälsovård
3M Svenska AB
 191 89 SÖLLENTUNA
 Tel: 08-92 21 00 vxl
 Fax: 08-92 22 89
www.3M.com/se

