

3M Critical & Chronic Care Solutions
3M™ Tegaderm™ Superabsorber



Superabsorbenten

- öppnar upp för besparingar

Tegaderm Superabsorber är ett sterilt, superabsorberande förband speciellt framtaget för användning på kraftigt vätskande sår.

3M

3M™ Tegaderm™ Superabsorber

Tegaderm Superabsorber absorberar och håller kvar sårvätskan i förbandet som sugs upp vertikalt, vilket minimerar risken för maceration av sårkanterna.¹

Egenskaper

- Högabsorberande
- Enkel applicering och borttagning
- Hög komfort
- Bibehåller en fuktig sårmiljö
- Vertikal absorption - ytan förblir torr

Indikationer - kraftigt vätskande sår:

- Venösa bensår
- Trycksår
- Fotsår hos diabetiker
- Övriga sår som vätskar mycket
- Kan användas som primärförband eller sekundärförband



Hög absorptionskapacitet ➔ **färre förbandsbyten** = **Kostnadseffektivt**

Beställningsinformation

Varunummer	Produkt namn	Storlek	Antal/fp
90701	3M™ Tegaderm™ Superabsorber	10 x 10cm	10
90702	3M™ Tegaderm™ Superabsorber	20 x 10cm	10
90703	3M™ Tegaderm™ Superabsorber	20 x 20cm	10
90704	3M™ Tegaderm™ Superabsorber	20 x 30cm	10



Vi rekommenderar Tegaderm™ Film eller
3M™ Kind Removal Silicone tejp för fixering



3M Health Care

Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel +46 (0) 8 92 21 00
www.3MHealthcare.se

3M är ett varumärke av 3M Company.
© 3M 2013. Alla rättigheter förbehålls.
Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige, Lenanders grafiska.
PB53 0003-1 SE 131218

Referenser

¹. Clinical experiences of using a super absorbing dressing. Meuleneire F. Poster. EWMA Congress 2010, Geneva, Switzerland.

