

3M Critical & Cronic Care Solutions  
3M™ Tegaderm™ Superabsorber



# Superabsorbenten

- öppnar upp för besparingar

Tegaderm Superabsorber är ett sterilt, superabsorberande förband speciellt framtaget för användning på kraftigt vätskande sår.

**3M**

# 3M™ Tegaderm™ Superabsorber

Tegaderm Superabsorber absorberar och håller kvar sårvätskan i förbandet som suggs upp vertikalt, vilket minimerar risken för maceration av sårkanterna.<sup>1</sup>

## Egenskaper

- Högabsorberande
- Enkel applicering och borttagning
- Hög komfort
- Bibehåller en fuktig sårmiljö
- Vertikal absorption - ytan förblir torr

## Indikationer - kraftigt vätskande sår:

- Venösa bensår
- Trycksår
- Fotsår hos diabetiker
- Övriga sår som vätskar mycket
- Kan användas som primärförband eller sekundärförband



**Hög absorptionskapacitet** → **färre förbandsbyten** = **Kostnadseffektivt**

## Beställningsinformation

| Varunummer | Produkt namn                | Storlek   | Antal/fp |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 90701      | 3M™ Tegaderm™ Superabsorber | 10 x 10cm | 10       |
| 90702      | 3M™ Tegaderm™ Superabsorber | 20 x 10cm | 10       |
| 90703      | 3M™ Tegaderm™ Superabsorber | 20 x 20cm | 10       |
| 90704      | 3M™ Tegaderm™ Superabsorber | 20 x 30cm | 10       |



Vi rekommenderar Tegaderm™ Film eller 3M™ Kind Removal Silicone tejp för fixering



### 3M Health Care

Bollstanäsvägen 3  
191 89 Sollentuna  
Tel +46 (0) 8 92 21 00  
www.3MHealthcare.se

3M är ett varumärke av 3M Company.  
© 3M 2013. Alla rättigheter förbehålls.  
Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige, Lenanders grafiska.  
PB53 0003-1 SE 131218

### Referenser

<sup>1</sup>. Clinical experiences of using a super absorbing dressing. Meulenaire F. Poster. EWMA Congress 2010, Geneva, Switzerland.

