

Bind > Bind elastisk 120% 412



Elastisk bind til fiksering av bandasjer.

Materialspesifikasjon bind 412

Materiale: 41% bomull, 59% polyamid

Antall tråder: 17 stk/cm²

Elastisitet: 120%

Vekt: 28g/m²

Farge: Hvit

Forpakning:

Tr fp: kartong i korrugert kartong FEFCO II 23

Avd fp: kartong

412-001-008 er singelpakket i cellofan



Produktene oppfyller standards:

MDD 93/42/EEC2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2012

Artikkelnr	Produktbeskrivelse	Avdpk	Trspkrt	Latex	PVC	S/OS	Mykgjører
412-006	Bind elastisk cellofanfp, 4mx10cm	20	240	N	N	OS	NEI
412-007	Bind elastisk cellofanfp, 4mx12cm	20	200	N	N	OS	NE
412-008	Bind elastisk cellofanfp, 4mx15cm	20	160	N	N	OS	NEI
412-001	Bind elastisk cellofanfp, 4mx4cm	20	560	N	N	OS	NEI
412-003	Bind elastisk cellofanfp, 4mx6cm	20	400	N	N	OS	NEI
412-005	Bind elastisk cellofanfp, 4mx8cm	20	280	N	N	OS	NEI
412-015	Bind elastisk, 4mx10cm	20	240	N	N	OS	NEI
412-017	Bind elastisk, 4mx15cm	20	160	N	N	OS	NEI
412-016	Bind elastisk, 4mx12cm	20	200	N	N	OS	NEI
412-018	Bind elastisk, 4mx20cm	20	120	N	N	OS	NEI
412-010	Bind elastisk, 4mx4cm	20	560	N	N	OS	NEI
412-011	Bind elastisk, 4mx5cm	20	440	N	N	OS	NEI
412-012	Bind elastisk, 4mx6cm	20	400	N	N	OS	NEI
412-013	Bind elastisk, 4mx7cm	20	320	N	N	OS	NEI
412-014	Bind elastisk, 4mx8cm	20	280	N	N	OS	NEI

Produktbladsnr 2603