

Tubförband > Tubnät för fixering



Tubnät att användas för snabb och enkel fixering av förband. Snabbt och enkelt klipps anpassade längder. Storleksmarkering för applikationsställe finns på förpackningen.

Materialspecifikation 421

70% polyamid, 30% polyuretan
 Elasticitet längd: >300%
 Elasticitet bredd <10 x initial bredd
 Vikt 125g/m²
 Färg: Vit
 Steriliseringsbar: Etylenoxid eller ånga.

Förpackning

Innerförpackning: Dispenserkartong
 Ytterförpackning: Kartong FEFCO II 23



Storleksrekommendationer

| Nummer | Mått | Kroppsdela |
|---------|----------------|------------------------------|
| 1 | 1,6 cm | Hand, underarm |
| 2 | 1,8 cm | Armbåge, överarm, fot, vrist |
| 3 | 2,1 cm | Knä |
| 4 | 2,4 cm | Axel, lår |
| 5 | 2,7 cm | Huvud, hals |
| 6 och 7 | 5,5 cm, 5,7 cm | Bröstkorg, buk, höft |
| 8 | 6,3 cm | Bröstkorg, buk, höft |

Produkterna uppfyller standards: MDD 93/42/EEC 2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2004

| Artikel nr | Produktbeskrivning | Avdpack | Transpack | Latex | PVC | S/OS | Mjukgörare |
|------------|---------------------------------|---------|-----------|-------|-----|------|------------|
| 421-001 | Elastisk nätbinda nr1 25mx1,6cm | 1 | 16 | N | N | OS | NEJ |
| 421-002 | Elastisk nätbinda nr2 25mx1,8cm | 1 | 14 | N | N | OS | NEJ |
| 421-003 | Elastisk nätbinda nr3 25mx2,1cm | 1 | 8 | N | N | OS | NEJ |
| 421-004 | Elastisk nätbinda nr4 25mx2,4cm | 1 | 8 | N | N | OS | NEJ |
| 421-005 | Elastisk nätbinda nr5 25mx2,7cm | 1 | 8 | N | N | OS | NEJ |
| 421-006 | Elastisk nätbinda nr6 25mx5,5cm | 1 | 4 | N | N | OS | NEJ |
| 421-007 | Elastisk nätbinda nr7 25mx5,7cm | 1 | 4 | N | N | OS | NEJ |
| 421-008 | Elastisk nätbinda nr8 25mx6,3cm | 1 | 4 | N | N | OS | NEJ |

Produktbladsnr 2701

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2016-01-27 11:05