

Tubebandasje > Tubegas bomull/viskose 4211



Tubebandasje for fiksering av bandasje, som beskyttelse under gips og heftende bandasjer. Brukes også ved dermatologisk behandling. Figurmarkering for de ulike størrelsene finnes på forpakningen. Kan kokevaskes.

Applikator i sett med 6 ulike størrelser kan bestilles som tilbehør.

Materialspesifikasjon

67% Bomull 33% Viskose

Farge: hvit

Blekemetode: Peroksidbleket

Forpakning:

Innerforpakning: Dispenser

Ytterforpakning: Kartong FEFCO II 23

MDD 93/42/EEC med tillegg 2007/47/EC

Produktene oppfyller standardene: EN ISO 13485:2012, EN ISO 9001:2008, EN 980:2008, ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008, EN ISO 11737-1:2009, EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, BP XX H-F:2012



Artikkel nr	Produktbeskrivning	Avdpk.	Transp.pk	Latex	PVC	S/OS	Mykgjører
4210-001	Applikator tubegas 6st	1	1 N	N	N	OS	NEJ
4211-009	Tubegas elastisk 10mx16cm	1	18 N	N	N	OS	NEJ
4211-010	Tubegas elastisk 10mx21cm	1	8 N	N	N	OS	NEJ
4211-001	Tubegas elastisk 20mx1,5cm	1	20 N	N	N	OS	NEJ
4211-014	Tubegas elastisk 20mx10cm	1	3 N	N	N	OS	NEJ
4211-008	Tubegas elastisk 20mx12cm	1	3 N	N	N	OS	NEJ
4211-002	Tubegas elastisk 20mx2,5cm	1	12 N	N	N	OS	NEJ
4211-003	Tubegas elastisk 20mx3,5cm	1	10 N	N	N	OS	NEJ
4211-011	Tubegas elastisk 20mx4cm	1	8 N	N	N	OS	NEJ
4211-004	Tubegas elastisk 20mx5,5cm	1	6 N	N	N	OS	NEJ
4211-005	Tubegas elastisk 20mx6,5cm	1	5 N	N	N	OS	NEJ
4211-012	Tubegas elastisk 20mx6cm	1	6 N	N	N	OS	NEJ
4211-006	Tubegas elastisk 20mx7cm	1	5 N	N	N	OS	NEJ
4211-013	Tubegas elastisk 20mx8cm	1	4 N	N	N	OS	NEJ
4211-007	Tubegas elastisk 20mx9cm	1	4 N	N	N	OS	NEJ
4211-100	Tubegas elastisk finger 1,5cm	6	378 N	N	N	OS	NEJ
4211-101	Tubegas elastisk finger 2,5cm	6	378 N	N	N	OS	NEJ

Produktdatabladnr 2706