

Tamponader > Tamponad gasväv



Gasvävstamponad på rulle, finns i olika bredder. Osteril och fabrikssteriliserad.

Materialspecifikation:

100% bomull
Röntgentråd bariumsulfat
Vikt 33g/m²
22 trådar/cm²

Förpackning steril produkt:

1.Transportförpackning, 2.avd förpackning, 3.peel-open

Förpackning osteril produkt:

1.Transportförpackning 2. avd förpackning

Sterilisering:

Ånga

Produkten uppfyller standards:

MDD 93/42/CEE 2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2004 EN 14079 EN 556-1



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
425-001	Tamponad gasväv 5mx1,25cm	24	1728	N	N	OS	NEJ
425-501	Tamponad gasväv 5mx1,25cm	60	1080	N	N	S	NEJ
425-005	Tamponad gasväv 5mx10cm	6	216	N	N	OS	NEJ
425-502	Tamponad gasväv 5mx2,5cm	30	540	N	N	S	NEJ
425-002	Tamponad gasväv 5mx2,5cm	12	864	N	N	OS	NEJ
425-003	Tamponad gasväv 5mx5cm	12	432	N	N	OS	NEJ
425-503	Tamponad gasväv 5mx5cm	26	468	N	N	S	NEJ
425-004	Tamponad gasväv 5mx7,5cm	8	288	N	N	OS	NEJ
425-701	Tamponad gasväv m rtg-tråd 5mx1,25cm	36	648	N	N	S	NEJ
425-702	Tamponad gasväv m rtg-tråd 5mx2,5cm	18	324	N	N	S	NEJ
425-703	Tamponad gasväv m rtg-tråd 5mx5cm	15	270	N	N	S	NEJ

Produktbladsnr 2901

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2016-01-22 16:20