

## Nonwoven kompresser & tork > Nonwoven kompresser



Mjuka nonwovenkompresser utan röntgentråd.

**Materialspecifikation:**

70% viskos, 30% polyester

**Förpackning osterila:**

Transportförpackning, avdelningsförpackning (påse)

**Förpackning sterila:**

Transportförpackning, dispenser, peel-pack

**Steriliseringmetod:**

Ånga

**Uppfyller standards:**

MDD 93/42/CEE, EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012, EN 1644-1, ISO 9073/EN 11737-1&2, EN 556-1



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
482-020	Kompr nonwoven 10x10cm 10-p 30 g	280	2800	N	N	S	NEJ
482-045	Kompr nonwoven 10x10cm 10-p 40 g	220	2200	N	N	S	NEJ
482-017	Kompr nonwoven 10x10cm 2-p 30g	240	2400	N	N	S	NEJ
439-004	Kompr nonwoven 10x10cm 30g	100	5000	N	N	OS	NEJ
482-019	Kompr nonwoven 10x10cm 5-p 30g	250	2500	N	N	S	NEJ
482-022	Kompr nonwoven 10x20cm 2-p 30 g	160	960	N	N	S	NEJ
439-005	Kompr nonwoven 10x20cm 30g	100	5000	N	N	OS	NEJ
482-024	Kompr nonwoven 10x20cm 5-p 30g	250	1500	N	N	S	NEJ
482-002	Kompr nonwoven 5x5cm 2-p 30g	240	6480	N	N	S	NEJ
439-001	Kompr nonwoven 5x5cm 30g	100	5000	N	N	OS	NEJ
482-004	Kompr nonwoven 5x5cm 5-p 30g	250	6750	N	N	S	NEJ
482-007	Kompr nonwoven 7,5x7,5cm 2-p 30g	240	4320	N	N	S	NEJ
439-002	Kompr nonwoven 7,5x7,5cm 30g	100	5000	N	N	OS	NEJ
482-009	Kompr nonwoven 7,5x7,5cm 5-p 30g	250	4500	N	N	S	NEJ

Produktbladsnr 3201

Senaste versionen finns alltid på [www.codanriplus.se](http://www.codanriplus.se)

Utskriftsdatum 2016-04-26 11:02