




Nonwoven kompresser og tupfere

Mesoft kompresser og tupfere er kostnadseffektive alternativer til tradisjonell bomullsgas. De viktigste egenskapene er absorpsjon, mykhet og lavt fiberslipp.



Bruksområder

Mesoft kompresser og tupfere kan brukes til absorpsjon, rensing av sår, beskyttelse og desinfisering.

Fordeler med Mesoft

- God absorpsjonskapasitet. Mesoft absorberer 50% mer sårveske eller såreksudat sammenlignet med Gauze.
- Mykt materiale som gjør Mesoft skånsomt mot huden.

- Signifikant lavere fiberslipp enn tradisjonell Gauze.
- Fiberstruktur som gir gode renseregenskaper.
- Mesoft kompresser og tupfere beholder formen, også når den er våt.
- Pakningsdesign gir et enkelt håndterbart produkt.
- God absorpsjon og kostnads-effektivitet gjør Mesoft til et godt alternativ til tradisjonell Gauze.

Mesoft kompresser og tupfere er tilgjengelige i en rekke størrelser, både sterile og usterile.

Mesoft kompresser 4 lag, sterile 40 gr



Art.nr	Str i cm	Antall i enhetspakning	Antall i eske	Antall i kartong
156029	5 × 5	2	20	720
156040	5 × 5	2	150	3000
156065	5 × 5	5	150	3000
156129	7,5 × 7,5	2	20	520
156102	7,5 × 7,5	2	250	3000
156140	7,5 × 7,5	2	150	4200
156105	7,5 × 7,5	5	250	5500
156165	7,5 × 7,5	5	150	4200
156329	10 × 10	2	20	400
156340	10 × 10	2	150	3450
156365	10 × 10	5	150	3450
156310	10 × 10	10	150	2250
156440	10 × 20	2	120	1200
156465	10 × 20	5	120	1200

Mesoft kompresser, usterile 40 gr



Art.nr	Str i cm	Antall i eske	Antall i kartong
156015	5 × 5	100 **	3200
156000	5 × 5	300 **	2400
156115	7,5 × 7,5	100 **	2000
156100	7,5 × 7,5	250 **	3750
156315	10 × 10	100 *	3000
156300	10 × 10	250 **	2500
156415	10 × 20	100 *	2800
156400	10 × 20	250 **	1250

* Papirpose ** Pappeske


Mesoft kompresser, usterile 30 gr



Art.nr	Str i cm	Antall i eske	Antall i kartong
157000	5 × 5	100	7000
156056	5 × 5	150 ***	3150
157100	7,5 × 7,5	100	6000
156156	7,5 × 7,5	150 ***	4200
157300	10 × 10	100	3600
156356	10 × 10	120 ***	2160
157400	10 × 20	100	2200

*** Med "cleanbox" dispenserer sker er kompressene enkelt tilgjengelig samtidig som de er beskyttet mot kontaminasjon fra luften. Andre artikler leveres i papirposer.

Mesoft splitkompress 4 lag, sterile 40 gr



Art.nr	Str i cm	Antall i enhetspakning	Antall i eske	Antall i kartong
155030	10 × 10	1	130	1950

Mesoft tupfere, sterile 30 g



Art nr	Str	Diam i mm	Antall i enhetspakning	Antall i eske	Antall i kartong
156760	Small	28	5	100	2800
156860	Medium	39	5	100	1500
156960	Large	45	5	70	1050
156961	Large	45	10	120	1200

Mesoft tupfere, usterile 30 g



Art nr	Str	Diam i mm	Antall i eske	Antall i kartong
156700	Small	28 mm	100	2200
156800	Medium	39 mm	100	1300
156900	Large	45 mm	100	900

Pakket i plastpose

Mölnlycke Health Care
Postboks 6229, Etterstad
0603 Oslo
Telefon: 22706370
www.molnlycke.com

The symbol and the word mark are both registered trademarks or trademark pendings of Mölnlycke Health Care.