


evercare<sup>®</sup> hånd-/fotsett

REF: 1232-02


evercare<sup>®</sup> sterilt hånd-/fotsett er et draperingssett for hånd-/fotoperasjoner.

## Nøkkelegenskaper


- ▶ Elastisk åpning tilpasser seg enkelt konturene til ekstremitetene.
- ▶ Absorberende område, 100 x 50 cm, med høy oppsugingsevne.
- ▶ Seks slangeholdere laget av sms-materiale, hver med to hull, er integrert i hovedlakenet rundt det absorberende området.
- ▶ Hoveddraperingen oppfylder kravene til ytelse for kritiske produktområder i EN 13795-1.
- ▶ Hoveddraperingen er utstyrt med et hvitt komfortlag for å forbedre pasientens komfort og lette svetteoppsuging.
- ▶ Produktet er sterilisert med ETO-gass, noe som eliminerer risikoen for termodeformasjon av komponentene.



78 x 145 cm



150 x 190 cm



230 x 300 cm

REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
1232-02	Hånd-/fotsett, sterilt	Se tabell for materialer	6 / 12

Salgsenhet: Transportkartong

# Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



**REACH-forordningen:** Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

**Biologisk evaluering:** EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

**Etterlevelse av regelverk:** Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class Is

**Samsvar med produktstandarder:** EN 13795-1

**Kvalitetsstandarder:** EN ISO 13485

**Etikettinformasjon og emballasje:** EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materiale

Produktdel	Råmateriale og egenskaper
1 assistansebordpose	78 x 145 cm, forsterket, laminat: PP non-woven/PE-film/PE-film, blå, absorberende område 65 x 85 cm
1 hånd-/fotlaken	230 x 300 cm, laminat: blå PP non-woven/blå PE-film/PP non-woven, hvit, blått absorberende område 50 x 100 cm, PP non-woven, elastisk åpning 3,5 cm, elastisk materiale SEBS-basert termoplastisk elastomer, slangeholdere av blå non-woven
1 instrumentbordduk	150x190 cm, laminat: PP non-woven/polyetylen filmlaminat, blått

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet.
<b>Anbefalt oppbevaring</b>	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefalt kassering</b>	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
<b>Holdbarhet</b>	5 år

## Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkeltpakning</b>	Medisinsk papir, PE/PET film	420 x 603
<b>Dispenserpakning</b>	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
<b>Transportkartong</b>	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
<b>Emballasjetape</b>	Gjennomsiktig	N/A

## Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
<b>1232-02</b>	06438129116786	06438129316780	06438129516784

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.