


evercare[®] kneartroskopisett

REF: 1235-02

evercare[®] sterilt kneartroskopisett er et draperingssett for kneartroskopi.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Elastisk åpning
- ▶ Væskeoppsamlingspose
- ▶ Absorberende område
- ▶ Elastisk polstringsstrømpe
- ▶ Selvklebende operasjonstape
- ▶ Hoveddraperingen samsvarer med EN 13795-1 Krav til høy ytelse for kritiske produktområder



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
1235-02	Kneartroskopisett, sterilt	Se tabell for materialer	4 / 8

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-01 EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-10
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
Samsvar med produktstandarder:	EN13795-1
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
1 assistansebordpose	78 x 145 cm, forsterket, laminat: PP non-woven/PE-film/PE-film, blå, absorberende område 65 x 85 cm
4 håndklær	30x34 cm, Pulp, naturhvit, forsterket tråd
2 selvklebende operasjonstaper	9 x 50 cm, non-woven polyester, blå, selvklebende
1 instrumentbordduk	150x190 cm, laminat: PP non-woven / polyetylenfilm, blå
1 elastisk polstringsstrømpe, small	22 x 75 cm, styren-butadien-styrenfilm/elastisk gasbind i polyester
1 kneartroskopolaken	230 x 320 cm, laminat: PP non-woven, blå/PE-film blå/PP non-woven, hvit elastisk materiale styren/butadien/styren væskeoppsamlingspose, gjennomsiktig, polyetylen
1 instrumentbordduk	150x190 cm, laminat: PP non-woven / polyetylenfilm, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PE/PET film	420 x 603
Dispenserpakning	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
Transportkartong	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Emballasjetape	Gjennomsiktig	N/A

Strekkoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
1235-02	06438129116809	06438129316803	06438129516807

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.