

evercare[®] fødesett

REF: 1255-01

evercare[®] sterilt fødesett er et engangsfødesett for vaginal fødsel.

Nøkkelegenskaper

- Oftalmologilakenet samsvarer med EN 13795-1 Krav til høy ytelse for kritiske produktområder



75 x 120 cm



60 x 90 cm



21 x 25 cm



56 x 75 cm



60 x 60 cm




90 x 150 cm

REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
1255-01	Fødesett, sterilt	Se tabell for materialer	0 / 12

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-01 EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-10
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
Samsvar med produktstandarder:	EN13795-1
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkttdel	Råmateriale og egenskaper
1 universallaken (under moren)	90 x 150 cm, laminat: PP non-woven / PE-film, blå
1 operasjonslaken (sutureringslaken)	75 x 120 cm, PP non-woven/PE-film, blå
1 sengekladd	60 x 90 cm, Coverstock CV non-woven hvit, sengekladd 100% pulp hvit, PE-film grønn
1 absorberende laken (babylaken)	56 x 75 cm, PP non-woven, hvit
6 håndklær	21 x 25 cm, PP non-woven, hvit
1 sengekladd	60 x 60 cm, Coverstock CV non-woven hvit, sengekladd 100% pulp hvit, PE-film grønn

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PE/PET film	280 x 415
Dispenserpakning	TCF eller ECF kvalitet	
Transportkartong	TCF eller ECF kvalitet	545 x 310 x 246
Emballasjetape	Gjennomsiktig	N/A

Strekkoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
1255-01	06438129110272	06438129323658	06438129510270

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.